

کنید و میزان جذب نمونه ها در دستگاه الیزا ریدر در طول موج ۴۵۰ نانومتر اندازه گیری کنید.

المشكلات وطرق حلها

عدم الغسل الكامل والكافي
زد كمية محلول الغسل وزد مدة حضائته.

لون خلفية مرتفع
أعد الاختبار وانتبه عند إضافة العينات لتجنب التلوث المتبادل من العينات والمعايير الأخرى.

لم تتم إضافة كميات مناسبة من المحاليل عند قلة عدد الاختبارات، انتبه عند سحب ٠.٠٠١، عُمر رأس الماصة يزيد كمية السحب وبالتالي يزيد لون الخلفية. عند سحب ٠.٠٠١، اسحب من الحافة العلوية.

الركيزة ملونة
يجب أن تكون □□□□□□□□ عديمة اللون عند بدء الاستخدام.

المعيار لا يعطي اللون المناسب
إذا كانت العينات ذات ΔE مختلفة بينما المعيار لا يعطي اللون المناسب، فالمشكلة في
المعيار. قد يكون السبب التخزين الطويل خارج 54- ΔE والتحميد والإذابة المتكرران.

المعيار عديم اللون
حُصِرَ - - - - - طازجًا؛ لا تستخدم تحضيرًا مضى عليه أكثر من 3 أيام.

لا يظهر لون في العينات والمعايير
قد يوجد ميثيل ل في رأس العاصة أو في الماء المستخدم لمحللول الغسل.

السلامة أثناء استخدام الكيت

المحاليل المستخدمة في الكيِّت ذات خواص مؤكسدة وحمضية. تجنَّب ملامسة الجلد والعينين مباشرة. عند التلامس، اغسل بكمية وفيرة من الماء وراجع أقرب مركز علاجى.

نبذة عن شركة كارمانيا پارس ژن
تأسست شركة كارمانيا پارس ژن عام 1395. بدأت بإنتاج كيتات لقياس
السكر البشري. ثم واصلت تطوير كيتات في مجالات السيوكينات
والمؤكسدات ومضادات الأكسدة. واليوم تنتج مستلزمات مثل أعمدة استخلاص
والمواد الاستهلاكية، ومنها أنابيب أجهزة الـ PCR والـ RT-PCR ورووس
للماصات ذات المرشحات، وتوفر جزءاً كبيراً من احتياجات المختبرات داخل البلاد.
مؤسسون الشركة أساتذة جامعات متميزون، ويعملون عبر ربط العلم بالصناعة والتعاون
مع مهندسين من تخصصات مختلفة على تقليل الاعتماد على السلع المستوردة.
زملنا وأنتم أباها الباحثون الكرام أكبر مصدر لقوتنا.

عنوان المصنع
رفسنجان، كيلومتر 54 طريق رفسنجان-كرمان
منطقة الغذاء والدواء، المنطقة الاقتصادية الخاصة برفسنجان
الهاتف المحمول : واتساب : بله : إيتا : تلغرام
09176800000

سائر کیتات □□□□ المنتجة من شركة کارمانیا پارس ژن

Human	Mouse	Rat
IL-1 β	IL-1 β	TNF- α
IL-2	IL-2	IL-1 β
IL-4	IL-4	IL-6
IL-6	IL-6	IL-10
IL-8	IL-10	IL-17A
IL-10	IL-13	
IL-12	IL-33	
IL-13	IL-18	
IL-18	TNF- α	
IL-23	TGF- β	
IL-29	CCL3	
IL-17A	IFN- γ	
TGF- β	Total IgG	
VEGF	IgE	
TNF- α		
IFN- γ		
CCL2 (MCP-1)		
CCL3 (MIP-1-alpha)		
CXCL10 (IP-10)		
CXCL12 (SDF-1)		
CCL21		

قائمة كتب قيد التحديث.